



平成 30 年 1 月

販売代理店各位

エダップテクノメド株式会社  
ウロダイナミクス事業部  
東京都中央区新川1-3-17

## ウロダイナミクス検査装置 有償点検サービス

### Laborie Refresh Program(LRP)のご案内

平素は、エダップテクノメド株式会社取扱製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。さて、Laborie 社製ウロダイナミクス検査装置の有償点検サービス Laborie Refresh Program (LRP)をご案内いたします。

本システムは、旧 Mediwatch 社、旧 Life-Tech 社、旧 MMS 社、旧 ANDROMEDA 社、旧 Laborie 社製 ウロダイナミクス検査装置システムの点検、総合的な動作チェックおよび取扱説明までを一括に実施するプログラムです。

しばらくご使用していないシステムの動作確認や、キャリブレーションの実施、システムの操作説明をしてほしいご施設様からのご依頼に対応することが可能です。

また、年次のシステム機器点検の必要な際にご依頼ください。

記

### ウロダイナミクス検査装置 有償点検サービス Laborie Refresh Program(LRP)のご案内

<<各種点検内容>>

作業内容	
作業内容	全体の外観、損傷の点検、確認
	ケーブル類、チューブ類の装着状態の点検、確認
	各設定スイッチ、設定項目の点検、動作確認
	ソフトウェア動作、連動チェック
	データバックアップ
	ウロフロ精度チェック
	圧力精度チェック
	内外部清掃
	総合点検、動作確認
	取扱説明
	検査時のフォロー
保証期間	確認後の保証期間

※詳細は弊社もしくは担当営業までお問合せください。  
本システムは有償となりますのでお見積をご案内いたします。

以上

エダップテクノメド株式会社

本社：〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-17 新川三幸ビル1階 Phone03-5540-6767 Fxa03-5540-6785  
大阪営業所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5-3-10 Phone06-6304-0960 Fax06-6304-0876  
福岡営業所：〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 5-3-4 Phone092-600-7155 Fax092-600-7166