


TULでの視界不良に…

# ペディトロール

灌流液を最適に供給、クリアな視界  
快適なオペレーションを実現



## 特徴

- フットポンプによる操作のため、手技を邪魔しません
- フットポンプの自在な踏み加減により、最適な流量で視野の混濁に対処する灌流が行えます
- フットポンプと灌流システム（シリンジ・チューブ）とのシンプルな構成、接続も簡単です
- 軟性と硬性、両タイプの尿管鏡に接続が可能です



製造販売届出番号:13B1X00113000010 クラス分類:I



edap tms  
Bringing New Horizons to Therapy

製造販売元:エダップテクノメド株式会社  
[www.edaptechnomed.co.jp](http://www.edaptechnomed.co.jp)

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10 Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876  
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川15-3-4 Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166

※本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。

PD201704