



平成 29 年 10 月

お取引先様各位

エダップテクノメド株式会社  
〒104-0033  
東京都中央区新川 1-3-17  
新川三幸ビル 1 階  
TEL : 03-5540-6767 FAX : 03-5540-6785

「ウロダイナミクス検査用消耗品」  
L20-0721 多目的注入セット (APIS) 販売終了と後継品のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社取扱の消耗品「L20-0721 多目的注入セット (APIS)」の製造終了の案内が製造メーカよりありました。弊社としましては、誠に心苦しい限りではございますが、下記のとおりにご案内させていただきます。

なお、後継品への切り替えは現行品の在庫がなくなり次第、順次行います。

何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますよう、謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

下記 多目的注入セット (APIS) の販売を終了いたします。

販売終了製品

ご注文番号	メーカーコード	商品名	入数	価格
L20-0721	APIS	APIS 多目的注入セット 25 入	25	25,000 円



後継品：

ご注文番号	メーカーコード	商品名	入数	価格
MMS-MIT002		チューブ (CMG 用)	10	8,500 円

現  
行  
品



L20-0721 APIS 多目的注入セット



変更

後  
継  
品



MMS-MIT002 チューブ (CMG 用)

以上




「ウロダイナミクス検査用消耗品」  
MMS-MIT002 チューブ (CMG 用) の取扱方法

MMS-MIT002 チューブ (CMG 用) の取扱方法を案内いたします。  
ご参照いただきますよう、お願い申し上げます。

記

MMS-MIT002 チューブ (CMG 用) の取扱方法


【接続方法】



- ① 接続対象が UDS 用カテーテルや、三方活栓の場合 (何もせず使用します)



- ② 接続対象が留置カテーテル等テーパー状口の場合 (下記のように使用します)



以上