

# エダップテクノメドニュース



晩秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

## 【新製品発表のお知らせ】

第31回日本泌尿器内視鏡学会総会(JSE)におきまして**ROCAMED社尿管アクセスシース Bi-Flex(バイフレックス)**を展示し販売開始いたしました。

Bi-Flexの最大の特徴10/12Frのシース内径が**実際には11Fr**あることから腎内圧は低く、そして灌流量を多くすることが実証されJournal of ENDOUROLOGYで発表されております。

腎内圧は低く  
灌流量は多く

\*Rocamed社Bi-Flex 10/12Frのシース内径は実際には11Frであるため、内圧は低く、灌流量は多かったです。\*

©2017 Edap TMS. All rights reserved. Edap TMS is a registered trademark of Edap TMS. Bi-Flex is a registered trademark of Edap TMS. All other trademarks are the property of their respective owners.

edap tms  
Bringing New Horizons to Therapy

エダップテクノメド株式会社

### バイフレックス尿管アクセスシース

**キング対策**  
シース内部はキング対策がされており強度と安定性があります。また、内視鏡を容易に挿入できます。

**プラチナマーカリング**  
シース先端には不透性リングが付いており透視下で先端位置を確認できます。

**先端テーパ形状**  
先端形状がテーパのため低侵襲的な挿入が可能です。

**より良い灌流で良い視野を**  
10/12サイズのバイフレックスシースの内径は11Fであるため、砕石後の抽石が行いやすいだけでなく腎内圧を低く、そして灌流量は多くすることができます。

**製品情報**

商品コード	商品名	JAN	包装単位	一般的名称・クラス分類など
ROUS1035ST	バイフレックス尿管アクセスシース 35cm 10/12	4582323371495	1本/箱	一般名: 経尿道尿管用カテーテル JMONコード: 70264000
ROUS1235ST	バイフレックス尿管アクセスシース 35cm 12/14	4582323371501	1本/箱	標準区分: 135尿管用カテーテル(1)尿器用
ROUS1045ST	バイフレックス尿管アクセスシース 45cm 10/12	4582323371518	1本/箱	標準区分: 42300円 クラス分類 II
ROUS1245ST	バイフレックス尿管アクセスシース 45cm 12/14	4582323371525	1本/箱	

製造販売元: エダップテクノメド株式会社 [www.edaptechnomed.co.jp](http://www.edaptechnomed.co.jp)

〒104-0033 東京都中央区新富1-3-17 Tel: 03-5540-6797 Fax: 03-5540-6795  
 〒512-0011 大阪府東淀川区中島5-3-10 Tel: 06-6304-0980 Fax: 06-6304-0879  
 〒816-0012 福岡県大牟田市南郷10-1-4 Tel: 090-600-7150 Fax: 090-600-7156

製品についての詳細、サンプル品の依頼等は弊社担当営業までご連絡をお願い申し上げます。  
尚、デモサンプルにつきましては現在ご用命過多のため、お時間を頂くことが考えられます。  
詳しくは担当営業までお問合せ願います。

