



edap tms  
Bringing New Horizons to Therapy

【新製品のお知らせ】

## Litho EVO

Holmium-YAG Laser 35W



### 製品概要

- ✓ Energy : 0.1~3.8J
- ✓ Hertz : 3~30Hz
- ✓ 2つのパラメータ設定
- ✓ 7段階 パルス幅
- ✓ Vapor Tunnel™
- ✓ お気に入りプリセット
- ✓ リューザブルファイバー
- ✓ コンパクトサイズ設計
- ✓ 電源 : 100V 20A