



ROCAMED 

製品の特長


- ✓ チップレスにより、組織の損傷を回避します
- ✓ ハンドルを簡単に着脱可能
- ✓ 4ワイヤタイプは、**スプリング付き（アシストクローズ）**が選択可能

4ワイヤ スプリング付き アシストクローズについて


手動でバスケットを開き、結石を捕捉したら手を放しても、スプリングの力により、結石を自動的に把持します。

⇒ Kobotバスケット
4ワイヤ スプリング付 1.9Fr


ROSZ1940ST




結石片の大きさに適したバスケットを選択可能



Kobotバスケット
4ワイヤ 1.9Fr
ROSZ1930ST



Kobotバスケット
6ワイヤ 1.7Fr
ROKS1700ST



Kobotフィルタ
4/16ワイヤ 1.8Fr
ROKT1800ST