



AQUARIUS LT[®]

ウロダイナミクス検査装置 アクエリアス LT



edap tms
Bringing New Horizons to Therapy

エダップテクノメド株式会社

AQUARIUS LTの紹介

アクエリアスLTは最新のコンピューター技術とデジタルテクノロジーを備えた次世代の下部尿路検査装置です。尿流測定、膀胱内圧測定をはじめプレッシャーフロースタディー、尿道内圧測定までウロダイナミクス検査のすべてをサポートするとともに下部尿路の診断に必要なデータが容易に入手できます。

検査測定プログラム

ウロフロメトリー（尿流測定）
シストメトリー（膀胱内圧測定）
プレッシャーフロースタディー
UPP（尿道内圧測定）
EMG（括約筋筋電図測定）

モジュールタイプ



セントラルハブは、タッチパネルで各モジュールを管理。



第5世代のウロキャップは、Aquariusシステムプラットフォーム内に収納されるよう設計されています。



ポンプモジュールは、最先端静音化テクノロジー、幅広い流量、複数のキャリブレーションの保存を特徴としています。



AQUARIUSプラットフォーム テクノロジー

品質・イノベーション・サービス、そして満足度

アクエリアスの革新的なプラットフォームはユーザ、臨床現場からのニーズ、フィードバックを考慮し研究開発されました。

業界初の完全モジュール式製品パッケージでユーザ満足度の高い製品のご提供が可能となりました。



測定システムの要となる Roam DX。

インフュージョントランスデューサーにより、精度と手順効率を向上させます。

UPXワイヤレスプレーは、業界最小の専有面積とバッテリーによる完全なワイヤレス操作を実現。スタンドアロンの回転式フロアスタンドとして、またはAquariusシステムにブラケット取り付けすることでご利用になれます。

高性能・ハイパフォーマンス

ソフトウェアソリューション

1984年、Laborie社はコンピュータ化ウロダイナミクス検査装置を世に送り出し、30年以上高性能ソフトウェアツールの研究開発に取り組んでいます。UDS120™とi-LIST™は包括的ウロダイナミクスソフトウェアパッケージとしてハイレベルな機能をご提供します。


■ユーザーフレンドリー

使いやすいタッチスクリーンのセントラルハブ、音声ガイダンス、カスタマイズされたリモートコントロールはシンプルで使い易く設計されています。

■情報管理とセキュリティ

診察の予約、過去の診察内容、患者情報、検査データの管理することで安全性と効率性を両立します。

カスタマイズ性の高いユーザーインターフェースとレポートングツール (i-LIST™) で診察を強力にサポートします。



製造販売認証番号: 227ADBZX00187000



製造販売元: エダップテクノメド株式会社

www.edaptechnomed.co.jp

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠115-3-4

Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785
Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876
Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166