



GOBY ゴビー

ラボリー ウロダイナミックシステム



edap tms
Bringing New Horizons to Therapy

エダップテクノメド株式会社

コンパクト・多機能

仕様とメリット

コンパクトなウロダイナミクス検査システムであるGOBYは、検査のために専門設計されたウロダイナミクスの市場をリードする装置です。このポータブルなモジュール式ワイヤレス装置は、診療の質を向上させます。

全てのウロダイナミクス検査能力

- GOBYはコンピューター技術とデジタルテクノロジーを備えた次世代の下部尿路検査装置です。尿流測定、膀胱内圧測定をはじめプレッシャーフロースタディー、尿道内圧測定までウロダイナミクス検査のすべてをサポートするとともに下部尿路の診断に必要なデータを容易に入手できます。

検査測定プログラム

ウロフロメトリー（尿流測定）
シストメトリー（膀胱内圧測定）
プレッシャーフロースタディー
UPP（尿道内圧測定）
EMG（括約筋筋電図測定）

ワイヤレスモジュール式设计

- バッテリー電源とBluetooth®テクノロジーの組み合わせにより、検査時の利便性を追求。



UDS ローム



GOBY ハブ

構成部品

UDS ローム

ワイヤレスのカテーテル用インターフェース。
最大4チャンネルの圧検査と1チャンネルの筋電図検査を記録。取り付け可能なベルトとランヤードで配線をすっきりと整理。

GOBY ハブ

ワイヤレスウロダイナミクスプロセッサ。
精密輸液ポンプとローム充電ステーション。

ワイヤレスウロフロメーター

尿流量センサー。
リモート接続により患者にプライバシーを提供。

オプション

- UPPプレー、注入用トランスデューサー、排尿架台、ウロフロスタンド、リモートコントロールでシステムを機能強化し、ワークフローを簡便化。



尿流量センサー

データ管理システム

ソフトウェアとデータ管理

レポートのカスタマイズ化

- 検査及びレポートを自在にカスタマイズ。
リアルタイムモードによる検査の再生が可能。
- LABORIEシステムを使って簡単にレビュー。

ユーザーフレンドリー

- ワンクリックで必要なレポートを選択、シンプルな使い易さで効率的に検査データの分析をサポートします。



製造販売認証番号: 226ADBZX00166000 JANコード: 4582323371440 JMDNコード: 14307000 クラス分類: II



製造販売元: エダップテクノメド株式会社

www.edaptechnomed.co.jp

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川15-3-4

Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785
Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876
Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166